




La Nuova Soluzione Vincente Del Sistema Oralplant:

OP-TiCER SATELL®

Quattro Soluzioni Protesiche, Unico Sistema Analogico-Digitale



INDICE

OP-TiCER E Non Rotanti

TiBase OP-TiCER E	2
TiBase OP-TiCER ES Satell	3
TiBase OP-TiCER E OP-System	4
TiBase OP-TiCER ES OP-System Satell	5
TiBase OP-TiCER E OP-Sfil	6
TiBase OP-TiCER ES OP-Sfil Satell	7

OP-TiCER E Rotanti


TiBase OP-TiCER ER	8
TiBase OP-TiCER ESR Satell	9

Accessori Protesica

Vite Coni-Grip CE13	10
Vite Coni-Grip CS18 Satell	10
ScanBody OP-TiCER	10
Cuffia OP-TiCER	10
Strumenti	11

Matematiche Digitali


Elenco Matematiche Digitali	12
Elenco Matematiche Digitali Satell	14





TiBase OP-TiCER 4.3 E

(Ancoraggio "E" Esagonale)



ØAn	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
3.3	0.5	5.2	333015005E	
	1	5.7	333015010E	
	1.5	6.2	333015015E	
	2	6.7	333015020E	
	3	7.7	333015030E	
	4	8.7	333015040E	
	5	9.7	333015050E	
3.8	6	10.7	333015060E	
	0.5	5.2	383015005E	
	1	5.7	383015010E	
	1.5	6.2	383015015E	
	2	6.7	383015020E	
	3	7.7	383015030E	
	4	8.7	383015040E	
4.5	5	9.7	383015050E	
	6	10.7	383015060E	
	0.5	5.2	453015005E	
	1	5.7	453015010E	
	1.5	6.2	453015015E	
	2	6.7	453015020E	
	3	7.7	453015030E	
5.0	4	8.7	453015040E	
	5	9.7	453015050E	
	6	10.7	453015060E	
	0.5	5.2	503015005E	
	1	5.7	503015010E	
	1.5	6.2	503015015E	
	2	6.7	503015020E	
	3	7.7	503015030E	
	4	8.7	503015040E	
	5	9.7	503015050E	
	6	10.7	503015060E	


Particolari realizzati in Lega di Titanio con superfici trattate.

- Il Tibase non include la Vite di Ancoraggio
- Si può scegliere la Vite di Ancoraggio nelle due versioni:
 - Cod. 3830150052E "Vite Coni-Grip CE13" per Avvitatore Esagonale Dritto o Avvitatore Angolato da 0 a 14°
 - Cod. 3830150052S "Vite Coni-Grip CS18 Satell" per Avvitatore Satellitare Dritto o Angolato da 0 a 24° (Vedi pagina "Avvitatori Protesici")



TiBase OP-TiCER 4.3 ES Satell

(Ancoraggio "E" Esagonale)



24°

L' "Avvitatore OP-Satell S18", permette l'avvitamento angolato fino a 24°.



- Il Tibase non include la Vite di Ancoraggio
- Si può scegliere la Vite di Ancoraggio nelle due versioni:
 - Cod. 3830150052E "Vite Coni-Grip CE13" per Avvitatore Esagonale Dritto o Avvitatore Angolato da 0 a 14°
 - Cod. 3830150052S "Vite Coni-Grip CS18 Satell" per Avvitatore Satellitare Dritto o Angolato da 0 a 24° (Vedi pagina "Avvitatori Protetici")

ØAn	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
3.3	0.5	5.2	333015005S	
	1	5.7	333015010S	
	1.5	6.2	333015015S	
	2	6.7	333015020S	
	3	7.7	333015030S	
	4	8.7	333015040S	
	5	9.7	333015050S	
3.8	6	10.7	333015060S	
	0.5	5.2	383015005S	
	1	5.7	383015010S	
	1.5	6.2	383015015S	
	2	6.7	383015020S	
	3	7.7	383015030S	
	4	8.7	383015040S	
4.5	5	9.7	383015050S	
	6	10.7	383015060S	
	0.5	5.2	453015005S	
	1	5.7	453015010S	
	1.5	6.2	453015015S	
	2	6.7	453015020S	
	3	7.7	453015030S	
5.0	4	8.7	453015040S	
	5	9.7	453015050S	
	6	10.7	453015060S	
	0.5	5.2	503015005S	
	1	5.7	503015010S	
	1.5	6.2	503015015S	
	2	6.7	503015020S	
	3	7.7	503015030S	
	4	8.7	503015040S	
	5	9.7	503015050S	
	6	10.7	503015060S	



Particolari realizzati in Lega di Titanio con superfici trattate.




OP·SYSTEM®

TiBase OP-TiCER 4.3 E OP-System

(Orientabile nei 360°)




ØAn	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
3.3	0.5	5.2	333025005E	
	1	5.7	333025010E	
	1.5	6.2	333025015E	
	2	6.7	333025020E	
	3	7.7	333025030E	
	4	8.7	333025040E	
	5	9.7	333025050E	
3.8	6	10.7	333025060E	
	0.5	5.2	383025005E	
	1	5.7	383025010E	
	1.5	6.2	383025015E	
	2	6.7	383025020E	
	3	7.7	383025030E	
	4	8.7	383025040E	
	5	9.7	383025050E	
	6	10.7	383025060E	

Particolari realizzati in Lega di Titanio con superfici trattate.

- Il Tibase non include la Vite di Ancoraggio
- Si può scegliere la Vite di Ancoraggio nelle due versioni:
 - Cod. 3830150052E "Vite Coni-Grip CE13" per Avvitatore Esagonale Dritto o Avvitatore Angolato da 0 a 14°
 - Cod. 3830150052S "Vite Coni-Grip CS18 Satell" per Avvitatore Satellitare Dritto o Angolato da 0 a 24° (Vedi pagina "Avvitatori Protesici")



OP·SYSTEM®

TiBase OP-TiCER 4.3 ES OP-System Satell (Orientabile nei 360°)



ØAn	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
3.3	0.5	5.2	333025005S	
	1	5.7	333025010S	
	1.5	6.2	333025015S	
	2	6.7	333025020S	
	3	7.7	333025030S	
	4	8.7	333025040S	
	5	9.7	333025050S	
3.8	6	10.7	333025060S	
	0.5	5.2	383025005S	
	1	5.7	383025010S	
	1.5	6.2	383025015S	
	2	6.7	383025020S	
	3	7.7	383025030S	
	4	8.7	383025040S	
	5	9.7	383025050S	
	6	10.7	383025060S	

Particolari realizzati in Lega di Titanio con superfici trattate.


24°

L' "Avvitatore OP-Satell S18", permette l'avvitamento angolato fino a 24°.





- Il Tibase non include la Vite di Ancoraggio
- Si può scegliere la Vite di Ancoraggio nelle due versioni:
 - Cod. 3830150052E "Vite Coni-Grip CE13" per Avvitatore Esagonale Dritto o Avvitatore Angolato da 0 a 14°
 - Cod. 3830150052S "Vite Coni-Grip CS18 Satell" per Avvitatore Satellitare Dritto o Angolato da 0 a 24° (Vedi pagina "Avvitatori Protetici")

OP 26


OP·SFIL[®]

TiBase OP-TiCER 4.3 E OP-Sfil

(Esagonale Interno Sfilabile)





ØAn	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
3.3	0.5	5.2	333035005E	
	1	5.7	333035010E	
	1.5	6.2	333035015E	
	2	6.7	333035020E	
	3	7.7	333035030E	
	4	8.7	333035040E	
	5	9.7	333035050E	
3.8	6	10.7	333035060E	
	0.5	5.2	383035005E	
	1	5.7	383035010E	
	1.5	6.2	383035015E	
	2	6.7	383035020E	
	3	7.7	383035030E	
	4	8.7	383035040E	
	5	9.7	383035050E	
	6	10.7	383035060E	

Particolari realizzati in Lega di Titanio con superfici trattate.

- Il Tibase non include la Vite di Ancoraggio
- Si può scegliere la Vite di Ancoraggio nelle due versioni:
 - Cod. 3830150052E "Vite Coni-Grip CE13" per Avvitatore Esagonale Dritto o Avvitatore Angolato da 0 a 14°
 - Cod. 3830150052S "Vite Coni-Grip CS18 Satell" per Avvitatore Satellitare Dritto o Angolato da 0 a 24° (Vedi pagina "Avvitatori Protesici")


OP·SFIL®

TiBase OP-TiCER 4.3 ES OP-Sfil Satell (Esagonale Interno Sfilabile)


24°

L' "Avvitatore OP-Satell S18", permette l'avvitamento angolato fino a 24°.



ØAn	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
3.3	0.5	5.2	333035005S	
	1	5.7	333035010S	
	1.5	6.2	333035015S	
	2	6.7	333035020S	
	3	7.7	333035030S	
	4	8.7	333035040S	
	5	9.7	333035050S	
3.8	6	10.7	333035060S	
	0.5	5.2	383035005S	
	1	5.7	383035010S	
	1.5	6.2	383035015S	
	2	6.7	383035020S	
	3	7.7	383035030S	
	4	8.7	383035040S	
	5	9.7	383035050S	
	6	10.7	383035060S	

Particolari realizzati in Lega di Titanio con superfici trattate.

- Il Tibase non include la Vite di Ancoraggio
- Si può scegliere la Vite di Ancoraggio nelle due versioni:
 - Cod. 3830150052E "Vite Coni-Grip CE13" per Avvitatore Esagonale Dritto o Avvitatore Angolato da 0 a 14°
 - Cod. 3830150052S "Vite Coni-Grip CS18 Satell" per Avvitatore Satellitare Dritto o Angolato da 0 a 24° (Vedi pagina "Avvitatori Protetici")

OP 26


FotoOrdine Oralplant +39 348 443 0300



www.oralplant.com

ORALPLANT



TiBase OP-TiCER 4.3 ER

(Ancoraggio Guidato Assiale)



ØAn	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
3.3	0.5	5.2	333045005E	
	1	5.7	333045010E	
	1.5	6.2	333045015E	
	2	6.7	333045020E	
	3	7.7	333045030E	
	4	8.7	333045040E	
	5	9.7	333045050E	
3.8	6	10.7	333045060E	
	0.5	5.2	383045005E	
	1	5.7	383045010E	
	1.5	6.2	383045015E	
	2	6.7	383045020E	
	3	7.7	383045030E	
	4	8.7	383045040E	
4.5	5	9.7	383045050E	
	6	10.7	383045060E	
	0.5	5.2	453045005E	
	1	5.7	453045010E	
	1.5	6.2	453045015E	
	2	6.7	453045020E	
	3	7.7	453045030E	
5.0	4	8.7	453045040E	
	5	9.7	453045050E	
	6	10.7	453045060E	
	0.5	5.2	503045005E	
	1	5.7	503045010E	
	1.5	6.2	503045015E	
	2	6.7	503045020E	
	3	7.7	503045030E	
	4	8.7	503045040E	
	5	9.7	503045050E	
	6	10.7	503045060E	


Particolari realizzati in Lega di Titanio con superfici trattate.

- Il Tibase non include la Vite di Ancoraggio
- Si può scegliere la Vite di Ancoraggio nelle due versioni:
 - Cod. 3830150052E "Vite Coni-Grip CE13" per Avvitatore Esagonale Dritto o Avvitatore Angolato da 0 a 14°
 - Cod. 3830150052S "Vite Coni-Grip CS18 Satell" per Avvitatore Satellitare Dritto o Angolato da 0 a 24° (Vedi pagina "Avvitatori Protesici")



TiBase OP-TiCER 4.3 ERS Satell

(Ancoraggio Guidato Assiale)



24°

L' "Avvitatore OP-Satell S18", permette l'avvitamento angolato fino a 24°.



ØAn	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
3.3	0.5	5.2	333045005S	
	1	5.7	333045010S	
	1.5	6.2	333045015S	
	2	6.7	333045020S	
	3	7.7	333045030S	
	4	8.7	333045040S	
	5	9.7	333045050S	
3.8	6	10.7	333045060S	
	0.5	5.2	383045005S	
	1	5.7	383045010S	
	1.5	6.2	383045015S	
	2	6.7	383045020S	
	3	7.7	383045030S	
	4	8.7	383045040S	
4.5	5	9.7	383045050S	
	6	10.7	383045060S	
	0.5	5.2	453045005S	
	1	5.7	453045010S	
	1.5	6.2	453045015S	
	2	6.7	453045020S	
	3	7.7	453045030S	
5.0	4	8.7	453045040S	
	5	9.7	453045050S	
	6	10.7	453045060S	
	0.5	5.2	503045005S	
	1	5.7	503045010S	
	1.5	6.2	503045015S	
	2	6.7	503045020S	
	3	7.7	503045030S	
	4	8.7	503045040S	
	5	9.7	503045050S	
	6	10.7	503045060S	

Particolari realizzati in Lega di Titanio con superfici trattate.

- Il Tibase non include la Vite di Ancoraggio
- Si può scegliere la Vite di Ancoraggio nelle due versioni:
 - Cod. 3830150052E "Vite Coni-Grip CE13" per Avvitatore Esagonale Dritto o Avvitatore Angolato da 0 a 14°
 - Cod. 3830150052S "Vite Coni-Grip CS18 Satell" per Avvitatore Satellitare Dritto o Angolato da 0 a 24° (Vedi pagina "Avvitatori Protetici")


OP 26



FotoOrdine Oralplant +39 348 443 0300

www.oralplant.com


ORALPLANT



Vite Coni-Grip CE13

Vite di ancoraggio CE13 in Titanio adatta per l'Avvitatore "E13" Esagonale Dritto o Angolato da 0° a 14°.

Ø	A	REF	Ordine Q.tà
2.0	8.7	3830150052E	



Vite Coni-Grip CS18 Satell

Vite di ancoraggio CS18 in Titanio adatta per l'Avvitatore "S18" Satellitare Dritto o Angolato da 0° a 24°.

Ø	A	REF	Ordine Q.tà
2.0	8.4	3830150052S	



ScanBody OP-TiCER 4.3-00

Questo dispositivo in Peek posizionato nella connessione Moncone-Corona, base spalla Ø4.3 del Moncone OP-TiCER 4.3, permette mediante scannerizzazione il suo trasferimento di posizione, per il Flusso Digitale CAD-CAM.

ØSp	A	REF	Ordine Q.tà
4.3	9	4384500	



Cuffia CER 4.3-00 (di protezione)

La Cuffia in Peek di Protezione provvisoria viene posizionata al Moncone OP-TiCER 4.3 già inserito, ed è indicata per la momentanea copertura del moncone.


ØSp	ØSp2	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
4.3	4.3		6.3	4343000	
	5.5	2.5	6.3	4355250	
	6.5	1.5	6.3	4365150	
		2.5	6.3	4365250	



Cuffia GS CER 4.3-00 (di protezione)

Cuffia di Protezione in Titanio per TiBase OP-TiCER 4.3.

ØSp	ØSp2	Sp	A	REF	Ordine Q.tà
4.3	4.3		5.5	4343000E	
	5.5	3	5.5	4355300E	



Avvitatore Security / Contrangolo E13 e S18

2-3) Gli Avvitatori per Monconi ancorati con Vite Coni-Grip, adatti per l'avvitamento assiale, cioè non inclinabili, sono dotati del sistema anticaduta.

R	Avvitatore	G	L	REF	Ordine Q.tà
2	E13-QM45		26	396020E	
	E13-QM45 C		21	396010E	
	E13-QM45 L		36	396030E	
2	E13-QM45	14°	26	396320E	
	E13-QM45 L	14°	36	396330E	
5	E13-Contrangolo		28	39552E	
	E13-Contrangolo L		34	39554E	
6	Estrattore per Monc. con E13	18		395706E	

R	Avvitatore	G	L	REF	Ordine Q.tà
3	S18-QM45		26	396020S	
	S18-QM45 C		21	396010S	
	S18-QM45 L		36	396030S	
3	S18-QM45	24°	26	396320S	
	S18-QM45 L	24°	36	396330S	
5	S18-Contrangolo	24°	28	39552S	
	S18-Contrangolo L	24°	34	39554S	
6	Estrattore per Monc. con S18	18		395706S	

Posizionatore OP-TiCER 4.3-00

Strumento in Acciaio Inox adatto per il posizionamento ed avvitamento dei monconi OP-TiCER 4.3. L'abbinamento all'Avvitatore, salvaguarda l'Osteointegrazione dell'Impianto, neutralizzando lo sforzo di serraggio in rotazione della Vite di ancoraggio. (vedi Istruzioni d'uso appropriate)

R	ØSp	A	REF	Ordine Q.tà
4	4.3	13	43715	

UNIKA-DRIVE TQ

Chiave a Cricchetto per l'avvitamento controllato nel serraggio manuale dei monconi, con funzioni IN, OUT e Libero.

R	L	REF	Ordine Q.tà
1	UNIKA-DRIVE TQ	118	386915




ScanBody OP-TiCER 4.3-00

A ØSp4.3

REF Matematiche Exocad

9 4384500

Scanbody_Ti-CER_4.3_00_Interface



Matematiche Digitali OP

ØAn 3.3

ØAn 3.8

ØAn 4.5

ØAn 5.0

DM.EXO.OP.E.25.1

DM.EXO.OP.E.25.1

DM.EXO.OP.E.25.1

DM.EXO.OP.E.25.1



TiBase OP-TiCER 4.3 E


0°



Sp	ØAn 3.3	ØAn 3.8	ØAn 4.5	ØAn 5.0	REF Matematiche Exocad
00					Ti-CER_4,3_00_0,080_Interface
0.5	333015005E	383015005E	453015005E	503015005E	Ti-CER_4,3_Sp0,5_0,080_Interface
1.0	333015010E	383015010E	453015010E	503015010E	Ti-CER_4,3_Sp1,0_0,080_Interface
1.5	333015015E	383015015E	453015015E	503015015E	Ti-CER_4,3_Sp1,5_0,080_Interface
2.0	333015020E	383015020E	453015020E	503015020E	Ti-CER_4,3_Sp2,0_0,080_Interface
3.0	333015030E	383015030E	453015030E	503015030E	Ti-CER_4,3_Sp3,0_0,080_Interface
4.0	333015040E	383015040E	453015040E	503015040E	Ti-CER_4,3_Sp4,0_0,080_Interface
5.0	333015050E	383015050E	453015050E	503015050E	Ti-CER_4,3_Sp5,0_0,080_Interface
6.0	333015060E	383015060E	453015060E	503015060E	Ti-CER_4,3_Sp6,0_0,080_Interface

TiBase OP-TiCER 4.3 E Op-System


OP·SYSTEM®



Sp	ØAn 3.3	ØAn 3.8	REF Matematiche Exocad
00			Ti-CER_4,3_00_0,080_Interface
0.5	333025005E	383025005E	Ti-CER_4,3_Sp0,5_0,080_Interface
1.0	333025010E	383025010E	Ti-CER_4,3_Sp1,0_0,080_Interface
1.5	333025015E	383025015E	Ti-CER_4,3_Sp1,5_0,080_Interface
2.0	333025020E	383025020E	Ti-CER_4,3_Sp2,0_0,080_Interface
3.0	333025030E	383025030E	Ti-CER_4,3_Sp3,0_0,080_Interface
4.0	333025040E	383025040E	Ti-CER_4,3_Sp4,0_0,080_Interface
5.0	333025050E	383025050E	Ti-CER_4,3_Sp5,0_0,080_Interface
6.0	333025060E	383025060E	Ti-CER_4,3_Sp6,0_0,080_Interface

TiBase OP-TiCER 4.3 E Op-Sfil

OP·SFIL®




Sp	ØAn 3.3	ØAn 3.8	REF Matematiche Exocad
00			Ti-CER_4,3_00_0,080_Interface
0.5	333035005E	383035005E	Ti-CER_4,3_Sp0,5_0,080_Interface
1.0	333035010E	383035010E	Ti-CER_4,3_Sp1,0_0,080_Interface
1.5	333035015E	383035015E	Ti-CER_4,3_Sp1,5_0,080_Interface
2.0	333035020E	383035020E	Ti-CER_4,3_Sp2,0_0,080_Interface
3.0	333035030E	383035030E	Ti-CER_4,3_Sp3,0_0,080_Interface
4.0	333035040E	383035040E	Ti-CER_4,3_Sp4,0_0,080_Interface
5.0	333035050E	383035050E	Ti-CER_4,3_Sp5,0_0,080_Interface
6.0	333035060E	383035060E	Ti-CER_4,3_Sp6,0_0,080_Interface



TiBase OP-TiCER 4.3 ER



Sp	ØAn 3.3	ØAn 3.8	ØAn 4.5	ØAn 5.0	REF Matematiche Exocad
00					Ti-CER_4,3_00_0,080_Interface
0.5	333045005E	383045005E	453045005E	503045005E	Ti-CER_4,3_Sp0,5_0,080_Interface
1.0	333045010E	383045010E	453045010E	503045010E	Ti-CER_4,3_Sp1,0_0,080_Interface
1.5	333045015E	383045015E	453045015E	503045015E	Ti-CER_4,3_Sp1,5_0,080_Interface
2.0	333045020E	383045020E	453045020E	503045020E	Ti-CER_4,3_Sp2,0_0,080_Interface
3.0	333045030E	383045030E	453045030E	503045030E	Ti-CER_4,3_Sp3,0_0,080_Interface
4.0	333045040E	383045040E	453045040E	503045040E	Ti-CER_4,3_Sp4,0_0,080_Interface
5.0	333045050E	383045050E	453045050E	503045050E	Ti-CER_4,3_Sp5,0_0,080_Interface
6.0	333045060E	383045060E	453045060E	503045060E	Ti-CER_4,3_Sp6,0_0,080_Interface



OP·SYSTEM®



OP·SFIL®



TiBase OP-TiCER 4.3 ES Satell

Sp	ØAn 3.3	ØAn 3.8	ØAn 4.5	ØAn 5.0
00				
0.5	333015005S	383015005S	453015005S	503015005S
1.0	333015010S	383015010S	453015010S	503015010S
1.5	333015015S	383015015S	453015015S	503015015S
2.0	333015020S	383015020S	453015020S	503015020S
3.0	333015030S	383015030S	453015030S	503015030S
4.0	333015040S	383015040S	453015040S	503015040S
5.0	333015050S	383015050S	453015050S	503015050S
6.0	333015060S	383015060S	453015060S	503015060S

TiBase OP-TiCER 4.3 ES OP-System Satell

Sp	ØAn 3.3	ØAn 3.8
00		
0.5	333025005S	383025005S
1.0	333025010S	383025010S
1.5	333025015S	383025015S
2.0	333025020S	383025020S
3.0	333025030S	383025030S
4.0	333025040S	383025040S
5.0	333025050S	383025050S
6.0	333025060S	383025060S

TiBase OP-TiCER 4.3 ES OP-Sfil Satell

Sp	ØAn 3.3	ØAn 3.8
00		
0.5	333035005S	383035005S
1.0	333035010S	383035010S
1.5	333035015S	383035015S
2.0	333035020S	383035020S
3.0	333035030S	383035030S
4.0	333035040S	383035040S
5.0	333035050S	383035050S
6.0	333035060S	383035060S

TiBase OP-TiCER 4.3 ESR Satell

Sp	ØAn 3.3	ØAn 3.8	ØAn 4.5	ØAn 5.0
00				
0.5	333045005S	383045005S	453045005S	503045005S
1.0	333045010S	383045010S	453045010S	503045010S
1.5	333045015S	383045015S	453045015S	503045015S
2.0	333045020S	383045020S	453045020S	503045020S
3.0	333045030S	383045030S	453045030S	503045030S
4.0	333045040S	383045040S	453045040S	503045040S
5.0	333045050S	383045050S	453045050S	503045050S
6.0	333045060S	383045060S	453045060S	503045060S



www.oralplant.com